

SCARLET

Uputstva by SCARLET

Deklaracija

Dobrodošli	2
Što je Red Light Therapy (RLT)?.....	2
Kako koristiti uređaj	3
Sigurnosne upute.....	3
Održavanje.....	4
Deklaracija proizvoda	4
Jamstvo	4
Kontakt	4

Važno

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte korisnički vodič i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Za dodatne informacije, video upute i preporučene protokole korištenja posjetite službenu web stranicu Scarlet Therapy

SCARLET

Dobrodošli

Hvala vam na odabiru Scarlet Therapy uređaja.

Scarlet Therapy koristi crveno (Red Light) i blisko infracrveno svjetlo (Near Infrared – NIR) za podršku prirodnim procesima regeneracije organizma. Molimo pročitajte ovaj vodič prije prve uporabe.

Što je Red Light Therapy?

Red Light Therapy (RLT) je neinvazivna tehnologija koja koristi specifične valne duljine svjetlosti za potporu prirodnim procesima obnove stanica.

Naši uređaji koriste:

- Crveno svjetlo: 660 nm
- Blisko infracrveno svjetlo: 850 nm

Redovita uporaba može pomoći u:

- Poboljšanju izgleda kože
- Podrsci regeneraciji kože
- Oporavku nakon fizičke aktivnosti
- Podrsci zdravlju mišića i zglobova
- Općem osjećaju vitalnosti

Napomena: Ovaj proizvod nije medicinski uređaj te nije namijenjen dijagnosticiranju, liječenju ili sprječavanju bolesti.

SCARLET

Kako koristiti uređaj

Spojite napajanje. Upalite uređaj pritiskom na crveni prekidač na ON. Kratkim pritiskom na tipku M mjenjate mod crvene (R) i infracrvene svjetlosti (I) ili crvene i infracrvene (RI). Pritiskom na tipku T mjenjate vrijeme trajanja, te nakon odabranog vremena pritiskom na tipku OK uređaj uključuje diode.

Izložite željeno područje svjetlosti na 10-15 minuta. Po završetku uređaj se automatski isključuje i hladi uz pomoć ventilatora.

Preporučena uporaba

Lice i koža:

- 10–15 minuta
- 20–30 cm udaljenosti

Mišići i oporavak:

- 10–20 minuta
- 20–30 cm udaljenosti

Zglobovi:

- 10–20 minuta
- 20–30 cm udaljenosti

Za najbolje rezultate preporučuje se korištenje 3–7 puta tjedno tijekom najmanje 8 tjedana.

Sigurnosne upute

- Ne gledajte izravno u LED diode tijekom rada uređaja.
- Preporučuje se korištenje zaštitnih naočala.
- Ne koristite uređaj u vodi ili vlažnim prostorima.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Ne koristite oštećen uređaj.
- Ako ste trudni, koristite fotosenzitivne lijekove ili imate ozbiljno zdravstveno stanje, savjetujte se s liječnikom prije korištenja.

SCARLET

Održavanje

- Isključite uređaj prije čišćenja.
- Čistite mekanom suhom krpom.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.
- Čuvajte uređaj na suhom mjestu.

DEKLARACIJA PROIZVODA

- Naziv proizvoda: Scarlet Big Panel
- Model: MAX300
- Zemlja podrijetla: Kina (Made in China)
- Proizvođač: Shenzhen Sungrow LED Technology Co., Ltd. 3F, 2# Factory Building (Phase I), Bangkai Science & Technology Industrial Park, Guangming District, Shenzhen, Kina
- Uvoznik za EU: Colgraph d.o.o., Coattova 8, Pula, OIB: 40463425902 E-mail: therapyscarlet@gmail.com
- Web: www.scarlettherapy.com
- Tehničke specifikacije:
 - Ulazni napon: 250V/10A
 - Snaga: 300W
 - Valne duljine: 660nm (crveno) / 850nm (blisko infracrveno)
- Sadržaj pakiranja: LED uređaj, napajanje, zaštitne naočale, dodaci za spajanje, upute za uporabu.
- Sigurnosna napomena: Prije prve uporabe obavezno pročitati priložene upute na hrvatskom jeziku. Proizvod nije medicinski uređaj. Ukoliko priložene tijekom rada obavezno koristiti zaštitne naočale. Ne preporuča se gledati izravno u izvor svjetlosti.

Oznake sukladnosti i zbrinjavanja:



Jamstvo: 12 mjeseci

Kontakt

Scarlet Therapy

E-mail: info@scarlettherapy.com

Web: www.scarlettherapy.com

Hvala na povjerenju i želimo vam ugodno korištenje Scarlet Therapy uređaja.